



## [HETTICH UNIVERSAL ZENTRIFUGE 30F](#)

**SKU:** P102014

**1.069,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Gebrauchte Laborzentrifuge von Hettich,  
Typ Universal 30 F.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 3,5 A, 450 W.

Drehzahl Zentrifuge: maximum 16.000 Upm.

Mit Rotor Typ 1424 A. Kapazität: maximum 4 x 150 g.

Drehzahl: maximum 5.000 Upm.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 43 x 31,2 x 39 cm.

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gebrauchte Laborzentrifuge von Hettich,



Typ Universal 30 F.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 3,5 A, 450 W. Drehzahl Zentrifuge: maximum 16.000 Upm.

Mit Rotor Typ 1424 A. Kapazität: maximum 4 x 150 g. Drehzahl: maximum 5.000 Upm.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 43 x 31,2 x 39 cm.

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

