




## HF GERÄT ERBE ERBOTOM T 71 D // T71D / ERBE ELEKTROMEDIZIN

SKU: CI062023

900,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

**Erbe Erbotom T 71 D** ist ein leistungsstarkes HF-Gerät von *Erbe Elektromedizin*, das präzise und sichere elektrochirurgische Anwendungen ermöglicht. Es überzeugt durch vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und zuverlässige Performance in der chirurgischen Praxis.



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **HF-Gerät Erbe Erbotom T 71 D** ist ein hochmodernes Elektrochirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in der operativen Medizin entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine präzise und zuverlässige Hochfrequenztechnologie aus, welche eine effiziente und sichere Gewebeinablation, Koagulation und Schneiden ermöglicht.

Die **Erbe Elektromedizin GmbH** steht seit Jahrzehnten für Qualität und Innovation im Bereich chirurgischer Geräte. Das Modell T 71 D ist dabei ein bewährtes Gerät, das in zahlreichen chirurgischen Disziplinen Verwendung findet, darunter Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, HNO, Urologie und Dermatologie.

### Technische Merkmale und Vorteile des Erbotom T 71 D:

- **Vielseitige Betriebsmodi:** Das Gerät bietet verschiedene Schneid- und Koagulationsmodi, wie z. B. kontinuierliches Schneiden, gepulstes Schneiden sowie unterschiedliche Koagulationsarten (sprühend, fein, gebündelt).
- **Präzise Energieabgabe:** Die Hochfrequenztechnik ermöglicht eine gezielte Steuerung der elektrischen



Energie, wodurch Gewebeschäden minimiert und die Wundheilung gefördert werden.

- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Bedienelemente und übersichtliche Anzeigen erleichtern die Einstellung und Überwachung während des chirurgischen Eingriffs.
- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Schutzmechanismen verhindern Überhitzung und Fehlfunktionen, um die Sicherheit von Patient und Anwender zu gewährleisten.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den Dauereinsatz in Klinik und Praxis konzipiert und erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte bezüglich Hygiene und Sterilisierbarkeit.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Erbotom T 71 D wird häufig eingesetzt bei:

- Präzisen Schnittführungen in Weichteilen
- Blutstillung durch Koagulation kleiner und mittlerer Gefäße
- Minimalinvasiven Eingriffen
- Dermatologischen und plastisch-chirurgischen Verfahren

Zusammenfassend bietet das **HF-Gerät Erbe Erbotom T 71 D** eine zuverlässige, vielseitige und sichere Lösung für elektrochirurgische Anwendungen. Es unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe effizienter und schonender durchzuführen, wodurch die Patientenversorgung verbessert wird.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

