




[HICO-AQUATHERM 660 HYPERTHERMIE-GERÄT](#)

SKU: A022025-NV

HICO-AQUATHERM 660 ist ein hochmodernes Hyperthermie-Gerät, das gezielt zur Erwärmung von Gewebe eingesetzt wird, um therapeutische Effekte bei Onkologie und Schmerztherapie zu unterstützen. Es gewährleistet eine präzise Temperaturkontrolle und eine schonende Anwendung für optimale Behandlungsergebnisse.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **HICO-AQUATHERM 660 Hyperthermie-Gerät** ist ein hochmodernes medizinisches System zur lokalen und regionalen Hyperthermiebehandlung. Es wurde speziell entwickelt, um die therapeutische Erwärmung von Gewebe in der Onkologie, Dermatologie und anderen medizinischen Fachgebieten gezielt, sicher und effektiv zu unterstützen.

Technische Merkmale und Anwendungsbereiche:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das Gerät ermöglicht eine exakte Steuerung der Temperatur im Zielgewebe, wodurch eine optimale thermische Wirkung ohne Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes gewährleistet wird.
- **Vielseitige Applikatoren:** Verschiedene Applikatorenoptionen erlauben die Anpassung an unterschiedliche Körperregionen und Behandlungstiefen, von oberflächlicher bis hin zu tiefenwirksamer Hyperthermie.
- **Integrierte Überwachungssysteme:** Echtzeit-Monitoring von Temperatur, Energieabgabe und Behandlungsdauer zur Sicherstellung der Therapiequalität und Patientensicherheit.
- **Anwendungsgebiete:** Einsatz bei der Behandlung von Tumoren, chronischen Entzündungen und zur Unterstützung von Strahlen- und Chemotherapien durch Verbesserung der Gewebedurchblutung und Steigerung der Zellstoffwechselaktivität.



Vorteile der Behandlung mit HICO-AQUATHERM 660:

- Steigerung der Effektivität konventioneller Therapien durch gezielte Erwärmung des Tumorgewebes
- Minimale Nebenwirkungen durch kontrollierte und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Einfaches Handling und intuitive Benutzeroberfläche für reibungslose Anwendung im klinischen Alltag
- Kompatibilität mit gängigen bildgebenden Verfahren zur präzisen Lokalisation der Behandlungsregion

Das **HICO-AQUATHERM 660** kombiniert modernste Technologie mit bewährter medizinischer Wirksamkeit, um Patienten eine schonende und effektive Hyperthermiebehandlung zu ermöglichen. Durch seine flexible Einsatzfähigkeit und die umfassenden Kontrollmöglichkeiten stellt es eine wertvolle Ergänzung in der multimodalen Therapie dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

