



[HILL-ROM TOTALCARE 1900 KLINIKBETT PFLEGEBETT INTENSIVPFLEGE INTENSIVE CARE BED](#)

SKU: EQ072021

Hill-Rom TotalCare 1900 ist ein vielseitiges Klinik- und Pflegebett, das speziell für die Anforderungen der Intensivpflege entwickelt wurde. Es bietet optimale Unterstützung und Komfort durch individuell anpassbare Liegepositionen und integrierte Sicherheitsfunktionen, um die Pflegeeffizienz und Patientensicherheit zu maximieren.



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Hill-Rom TotalCare 1900** ist ein hochmodernes Klinik- und Pflegebett, das speziell für den Einsatz in der Intensivpflege und im Bereich der Intensivmedizin entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit, um den Bedürfnissen von Patienten und Pflegepersonal gleichermaßen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Bett ist so gestaltet, dass es die Mobilität des Patienten unterstützt und gleichzeitig die Belastung für das Pflegepersonal reduziert.
- **Variable Liegeflächen:** Die modularen Liegeflächen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten, einschließlich verstellbarer Rücken- und Beinbereiche.
- **Intelligente Lagerungsmöglichkeiten:** Spezielle Umlagerungsfunktionen helfen, Druckgeschwüre vorzubeugen und fördern die Durchblutung.
- **Elektrische Verstellung:** Sämtliche Einstellungen lassen sich bequem elektrisch steuern – von der Höhe des Bettes bis hin zur Neigung der Liegefläche.



- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Seitenwände mit stabilen Schutzmechanismen, Notabsenkung sowie integrierte Alarmsysteme gewährleisten höchste Sicherheit für den Patienten.
- **Vielseitige Zubehöroptionen:** Das TotalCare 1900 kann mit diversen Zubehörteilen wie Infusionshalterungen, Atemtherapie-Komponenten und Monitoring-Systemen ergänzt werden.
- **Hygienisches Design:** Die verwendeten Materialien sind leicht zu reinigen und desinfizieren, was eine optimale Hygiene in klinischen Umgebungen sicherstellt.

Das Hill-Rom TotalCare 1900 Klinikbett ist somit eine hervorragende Lösung für den anspruchsvollen Bereich der Intensivpflege. Es unterstützt die ganzheitliche Betreuung von Patienten durch seine durchdachten Funktionen und trägt maßgeblich zu einem sicheren und komfortablen Pflegeumfeld bei.

Durch seine robuste Bauweise und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten ist dieses Pflegebett ideal geeignet für Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und Pflegeeinrichtungen, die höchste Anforderungen an Qualität und Patientenversorgung stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

