



## HITACHI EUB-5500 ULTRASCHALLGERÄT

**SKU:** S102016

Folgende Sonden stehen mit dem Gerät zur Verfügung

1 x EUP-C514 Konvex Sonde 5.0 - 2.0 MHz  
1 x EUP-L53 Linear Sonde 10.0 - 5.0 MHz  
1 x EUP-V53W Endovaginal / Endorektal 8.0 - 4.0 MHz

Andere Sonden auf Anfrage

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen mit dem Gerät zur Verfügung

1 x EUP-C514 Konvex Sonde 5.0 - 2.0 MHz  
1 x EUP-L53 Linear Sonde 10.0 - 5.0 MHz  
1 x EUP-V53W Endovaginal / Endorektal 8.0 - 4.0 MHz

Andere Sonden auf Anfrage



**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

