



## [HITACHI EUB 7500 HV // 7500HV MIT 4 SONDEN EUP-R54AW-19 EUP-C715 EUP-L53 EUP-B514](#)

**SKU:** FW062022

**Hitachi EUB 7500 HV** ist ein hochauflösendes Ultraschallsystem, das durch seine vielseitigen Sonden *EUP-R54AW-19*, *EUP-C715*, *EUP-L53* und *EUP-B514* präzise Bildgebung für verschiedene klinische Anwendungen ermöglicht und somit eine zuverlässige Diagnostik unterstützt.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Hitachi EUB 7500 HV** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine herausragende Bildqualität, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die sowohl in der allgemeinen Diagnostik als auch in spezialisierten Fachgebieten optimale Ergebnisse ermöglicht.

Dieses System wird inklusive vier hochwertiger Sonden geliefert, die eine breite Palette an Untersuchungen abdecken:

- **EUP-R54AW-19** – Eine konvexe Sonde, ideal für abdominale Untersuchungen und tieferliegende Strukturen.
- **EUP-C715** – Eine multifunktionale konvexe Sonde mit hoher Frequenz für präzise Bildgebung im Bereich der Inneren Medizin und Gynäkologie.
- **EUP-L53** – Eine lineare Sonde, die sich hervorragend für oberflächliche Untersuchungen wie Gefäßdiagnostik und kleine Organe eignet.
- **EUP-B514** – Eine Endokavitätssonde, die speziell für gynäkologische und urologische Anwendungen konzipiert ist.



### Leistungsmerkmale des Hitachi EUB 7500 HV:

- **Fortschrittliche Bildgebungstechnologie:** Hochauflösende Bilder dank innovativer Signalverarbeitung und optimierter Schallkopftechnologien.
- **Flexible Sondenkompatibilität:** Ermöglicht den Einsatz verschiedenster Sonden für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.
- **Ergonomisches Design:** Benutzerfreundliche Navigation und intuitives Interface für effiziente Untersuchungen.
- **Erweiterte Diagnosefunktionen:** Inklusive Doppler-Funktionalitäten zur Beurteilung von Blutfluss und Gefäßstrukturen.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer im klinischen Alltag.

Das Hitachi EUB 7500 HV mit den vier enthaltenen Sonden bietet somit eine umfassende Lösung für medizinische Einrichtungen, die höchste Ansprüche an Präzision und Vielseitigkeit in der Ultraschalldiagnostik stellen. Durch die Kombination aus innovativer Technik und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unterstützt es Fachärzte dabei, schnelle und präzise Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

## GALLERIE

