



HITACHI EUP-C514 CONVEX 5.0 - 2.0 MHZ ABDOMEN

SKU: BF052018 // BE102020-VK

777,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Konvex Sonde 5 - 2 Mhz

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EUP-C514

Hersteller . HITACHI

für Hitachi EUB-5500, , EUB-6000....

Konvex Ultraschallkopf 5.0 - 2.0 Mhz- 40R / 90 Grad

Anwendung : Abdomen / Geburtshilfe / Nieren / Urologie / Fet.Herz / Gynökolgie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

