



## [HITACHI EUP-C715 EUPC715 ULTRASCHALL KONVEXSONDE](#)

**SKU:** AN122025-K

Die **Hitachi EUP-C715** ist eine hochwertige Ultraschall-Konvexsonde, die präzise Bildgebung für abdominale und gynäkologische Untersuchungen ermöglicht. Sie überzeugt durch exzellente Tiefenauflösung und hohe Eindringtiefe, was eine zuverlässige Diagnostik unterstützt.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Hitachi EUP-C715** ist eine hochmoderne **Ultraschall-Konvexsonde**, die speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung entwickelt wurde. Sie bietet eine hervorragende Bildqualität und ist ideal für vielfältige Anwendungen in der Abdominal- und allgemeinen Sonografie.

Dank ihrer innovativen Technologie ermöglicht die EUP-C715 präzise und detailreiche Aufnahmen, die eine zuverlässige Diagnose unterstützen. Die Konvexsonde zeichnet sich durch eine breite Frequenzbandbreite aus, die eine optimale Penetration und Auflösung gewährleistet.

### **Hauptmerkmale der Hitachi EUP-C715 Ultraschall-Konvexsonde:**

- **Frequenzbereich:** Anpassungsfähiger Frequenzbereich für flexible Untersuchungen, insbesondere im Bereich von 2 bis 6 MHz
- **Konvexes Schallkopfdesign:** Für eine größere Eindringtiefe und ein breites Sichtfeld, ideal für abdominale Untersuchungen
- **Hochauflösende Bildgebung:** Präzise Darstellung von Weichteilstrukturen mit hoher Kontrastauflösung
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Handhabung zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei Langzeitanwendungen



- **Kompatibilität:** Vollständig kompatibel mit den Ultraschallsystemen von Hitachi zur nahtlosen Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- **Robuste Bauweise:** Langlebig und widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen des klinischen Alltags

Die EUP-C715 ist besonders geeignet für folgende Anwendungsgebiete:

- Abdominalsonografie (Leber, Nieren, Milz, Gallenblase)
- Gynäkologische Untersuchungen
- Urologische Diagnostik
- Pädiatrische Bildgebung
- Notfall- und Intensivmedizin

Mit der Hitachi EUP-C715 Ultraschall-Konvexsonde erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsfähiges Werkzeug, das sowohl Kliniken als auch Arztpraxen bei der präzisen Diagnostik unterstützt. Die Kombination aus hoher Bildqualität, Bedienkomfort und Vielseitigkeit macht diese Sonde zu einer ausgezeichneten Wahl für medizinische Fachkräfte.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

