



HITACHI EUP-F334 INTRAOPERATIV 10.0 - 5.0 MHZ

SKU: F052014

300,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . EUP-F334

Frequenz: 10.0 - 5.0 Mhz

Hersteller . Hitachi

für EUB-405, 525, 2000, 5500, 8500,

Intraoperativ Convex Finger Tip .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EUP-F334

Frequenz: 10.0 - 5.0 Mhz

Hersteller . Hitachi

für EUB-405, 525, 2000, 5500, 8500,



Intraoperativ Convex Finger Tip .

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

