



## [HITACHI EUP-L53 LINEAR 10.0 - 5.0 MHZ](#) [LINEAR](#)

**SKU:** I112013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear Sonde 10.0 - 5.0 Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . EUP-L53

Hersteller . HITACHI

für Hitachi EUB-5500, , EUB-6000....

Linear Ultraschallkopf 10.0 - 5.0 Mhz- 64 mm

Anwendung : Neonatal Abdomen/ Thyroid / Breast / Musculoskeltal / Peripheral Artery / Peripheral Venous

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

