



**HITACHI / PICKER CS 9600**  
**ULTRASCHALLGERÄT**

**SKU: P092013**

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

**CONVEX 3.5- MHZ EUP-D314T**

**LINEAR SONDE EUP-L33S 5 - 7.5 MHZ**

**LINEAR SONDE EUP-L33 68 MM 7.5 MHZ SONDE**

**SEKTOR KARDIO SONDE EUP-300A 2.5 MHZ**

**ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE**

**MWST. WIRD NICHT GESONDERT**  
**AUSGEWIESEN**

**VOLLFUNKTIONSFÄHIG**  
**IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND**  
**ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG**

**WWW.MTC-HAMBURG.COM**

**INFO@MTC-HAMBURG.COM**

**0049 40 18 20 79 03**

**0049 176 205 800 86**

**FAX.0049 40 65 86 33 64**



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :



Convex 3.5- MHz EUP-D314T

Linear Sonde EUP-L33S 5 - 7.5 Mhz

Linear Sonde EUP-L33 68 MM 7.5 Mhz Sonde

Sektor Kardio Sonde EUP-300A 2.5 Mhz

Andere Sonden auf Anfrage

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

