



[HITACHI PICKER EUP-C311 MICRO CONVEX PROBE 3.5](#)

SKU: DR012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung: Hitachi PICKER EUP-C311 Micro Convex Probe 3.5 MHz

Funktion: Ultraschall-Sonde für diagnostische Bildgebung, besonders für abdominale und pädiatrische Untersuchungen

Einsatz: Kliniken, Praxen mit Ultraschallgeräten

Merkmale:

- Frequenz 3,5 MHz
- Micro Convex Design für bessere Zugänglichkeit und Bildqualität
- Kompatibel mit entsprechenden Hitachi/PICKER Ultraschallgeräten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

