



HITACHI PICKER LS2400 // LS 2400
ULTRASCHALLGERÄT MIT 3.5 MHZ LINEAR
SONDE

SKU: K052015

499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x LA 3510 3,5MHz Linear Sonde

MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x LA 3510 3,5MHz Linear Sonde



MwSt. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

