



## HOCHDRUCKSPRITZENPUMPE / KONTRAST INJEKTOR LF TYP ANGIOMAT 6000

**SKU:** BE102021

**749,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen

Mit Heizkolben

Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

