



## [HP AGILENT 50A CTG + US + TOCO](#) [AUFNEHMER](#)

SKU: DA082024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [CTG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HP Agilent 50A CTG (Cardiotokograph) ist ein medizinisches Gerät, das zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit während der Geburt eingesetzt wird. Es kombiniert verschiedene Funktionen, um eine umfassende Überwachung der Mutter und des Fötus zu ermöglichen.

Hier sind einige wichtige Punkte zu den Komponenten:

1. **CTG (Kardiotokographie)**: Misst die Herzfrequenz des Fötus und die Uteruskontraktionen. Dies hilft Ärzten, den Zustand des Fötus während der Wehen zu beurteilen.
2. **US (Ultraschall)**: Der Ultraschallaufnehmer wird verwendet, um die fetale Herzfrequenz über akustische Signale zu erfassen. Dies geschieht in der Regel über einen externen Sensor, der auf den Bauch der Schwangeren platziert wird.
3. **Toco (Tocodynamometer)**: Dieser Sensor misst die Uteruskontraktionen. Er erfasst die Druckänderungen im Bauchbereich, die durch Kontraktionen verursacht werden.

Die Kombination dieser Technologien ermöglicht eine effektive Überwachung während der Geburt und hilft dabei, potenzielle Komplikationen frühzeitig zu erkennen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

