



[HP M1323A CTG GERÄTEWAGEN](#)

SKU: E0042024

~~390,00 €~~ **292,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Gerätewagen](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HP m1323a CTG Gerätewagen ist ein medizinisches Gerät, das in der Geburtshilfe zur Überwachung von fetalen Herzfrequenzen und mütterlichen Kontraktionen eingesetzt wird. CTG steht für "Cardiotokographie", eine Methode zur gleichzeitigen Aufzeichnung der Herzfrequenz des Fötus und der Wehentätigkeit der Mutter.

Hier sind einige Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit dem HP m1323a CTG Gerätewagen verbunden sind:

1. **Fetale Überwachung:** Das Gerät ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der fetalen Herzfrequenz, was wichtig ist, um den Gesundheitszustand des Fötus während der Schwangerschaft und Geburt zu beurteilen.
2. **Wehenüberwachung:** Es zeichnet auch die Stärke und Häufigkeit von Wehen auf, was für die Beurteilung des Geburtsfortschritts entscheidend ist.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Wagen ist oft so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit klaren Anzeigen und Bedienelementen.
4. **Mobilität:** Der Gerätewagen ist in der Regel mobil, sodass er leicht zwischen verschiedenen Räumen oder Stationen im Krankenhaus bewegt werden kann.
5. **Datenaufzeichnung:** Viele CTG-Geräte bieten die Möglichkeit, Daten zu speichern und auszudrucken, was für die Dokumentation und spätere Analysen wichtig ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

