




## [HP M1351A SERIES 50A CTG + U SCHALL AUFNEHMER](#)

**SKU:** FR072025-NV

Der **HP M1351A Series 50A CTG + U Schall Aufnehmer** ist ein hochpräziser Sensor zur Erfassung fetaler Herztöne und uteriner Aktivität, der eine zuverlässige Überwachung während der Schwangerschaft ermöglicht. Durch seine robuste Bauweise und exzellente Signalqualität unterstützt er eine genaue Diagnostik in der pränatalen Betreuung.



---

**Categories:** [CTG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **HP M1351A Series 50A CTG + U Schall Aufnehmer** ist ein hochpräzises medizinisches Gerät, das speziell für die Anwendung in der kardiotokeographischen (CTG) Überwachung entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine zuverlässige und genaue Erfassung von fetalen Herztönen sowie uterinen Kontraktionen während der Schwangerschaft und Geburt.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertige Ultraschalltechnologie:** Der Schallaufnehmer nutzt fortschrittliche Ultraschalltechniken zur präzisen Detektion der fetalen Herzfrequenz, was eine genaue Überwachung des fetalen Wohlbefindens gewährleistet.
- **Uterusaktivitätsmessung:** Zusätzlich zur fetalen Herzfrequenz erfasst der Sensor zuverlässig die uterinen Kontraktionen, um den Geburtsverlauf optimal zu überwachen.
- **Kompatibilität:** Der HP M1351A ist kompatibel mit einer Vielzahl von CTG-Monitoren der HP M1350A Serie, was eine nahtlose Integration in bestehende medizinische Systeme ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist leicht, handlich und für den klinischen Einsatz optimiert, um den Komfort für die Patientin zu maximieren und eine einfache Handhabung für das medizinische Personal zu gewährleisten.



gewährleisten.

- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert der Aufnehmer eine hohe Beständigkeit gegenüber häufigem Gebrauch und Sterilisationsprozessen.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Überwachung der fetalen Herzfrequenz während der Schwangerschaft
- Kontinuierliche CTG-Überwachung während der Wehen
- Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Risikoschwangerschaften
- Unterstützung bei geburtshilflichen Entscheidungen durch präzise Daten

Der HP M1351A Series 50A CTG + U Schall Aufnehmer stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Gynäkologen, Geburtshelfer und medizinisches Fachpersonal dar, die eine zuverlässige und genaue Überwachung von Mutter und Kind während der Schwangerschaft und Geburt sicherstellen möchten.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

