



HP / PHILIPS / AGILENT M1041A MODULBOX FÜR PATIENTENMONITORING

SKU: BH112015 // BF112015 // BG112015

89,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#), [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

