



## [HUNTLEIGH DOPPLEX MINI DOPPLEX D900](#)

SKU: EU102024-NV



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Huntleigh Dopplex Mini Dopplex D900 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das zur Durchführung von Doppler-Untersuchungen verwendet wird. Es wird häufig in der medizinischen Diagnostik eingesetzt, um die Blutzirkulation zu überwachen und verschiedene vaskuläre Erkrankungen zu diagnostizieren.

Hier sind einige Merkmale des D900:

1. **Tragbarkeit:** Das Gerät ist leicht und kompakt, was es einfach macht, es in verschiedenen klinischen Umgebungen oder für mobile Anwendungen zu verwenden.
2. **Einfache Bedienung:** Der D900 ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass auch weniger erfahrene Benutzer ihn problemlos bedienen können.
3. **Vielseitigkeit:** Es kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Beurteilung von peripheren Gefäßen und der Überwachung von Blutfluss in verschiedenen Körperregionen.
4. **Klangqualität:** Das Gerät bietet eine klare akustische Rückmeldung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Blutfluss genau zu beurteilen.
5. **Zubehör:** Oft wird das Gerät mit verschiedenen Sonden geliefert, die für unterschiedliche Untersuchungen geeignet sind.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

