



HUNTLEIGH DOPPLEXMD200 - DOPPLEX MD 200

SKU: ET012025

759,00 € 702,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Huntleigh Dopplex MD200 ist ein leistungsstarkes, tragbares Doppler-Ultraschallgerät, das für die Diagnose und Überwachung von Blutflussstörungen in den Gefäßen entwickelt wurde. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Ärzte und Kliniken, die auf die Untersuchung und Behandlung von peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAD), venösen Erkrankungen und anderen Gefäßproblemen spezialisiert sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

