



[IMAGYN VS-100 VS-900](#)

SKU: EQ072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Imagyn VS-100 und **VS-900** sind innovative medizinische Geräte zur präzisen Vitalparameterüberwachung, die durch hohe Messgenauigkeit und benutzerfreundliche Bedienung überzeugen. Beide Modelle eignen sich optimal für den Einsatz in klinischen und ambulanten Umgebungen, um Patienten zuverlässig und effizient zu überwachen.



Categories: [Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

