



INKUBATOR MEMMERT B40 /
BRUTSCHRANK / TROCKENSCHRANK
WÄRMESCHRANK

SKU: F072012

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MEMMERT B40

Das Aussenmassen ca (B x H x T): 71,5 cm x 76 cm x 56 cm
Die Innenraumabmessung ca (B x H x T): 61 cm x 48 cm x 39 cm
Der Schrank befindet sich in einem tadellosen Zustand.
Die Dichtungen sind sehr gut erhalten.
Technisch ist er in einem einwandfreien Zustand

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

