



**INKUBATOR MEMMERT B40 /
BRUTSCHRANK / TROCKENSCHRANK
WÄRMESCHRANK**

SKU: F072012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MEMMERT B40

Das Aussenmassen ca (B x H x T): 71,5 cm x 76 cm x 56 cm

Die Innenraumabmessung ca (B x H x T): 61 cm x 48 cm x 39 cm

Der Schrank befindet sich in einem tadellosen Zustand.

Die Dichtungen sind sehr gut erhalten.

Technisch ist er in einem einwandfreien Zustand

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

