



[INVIVO 3150 MRI PATIENT MONITOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: IW112024

1.799,00 € 1.638,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Invivo 3150 MRI Patient Monitor ist ein spezialisiertes Überwachungsgerät, das für den Einsatz in der Magnetresonanztomographie (MRT) entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Patientenüberwachung während MRT-Untersuchungen, wo herkömmliche Monitore aufgrund von Magnetfeldern und elektromagnetischen Interferenzen nicht eingesetzt werden können. Hier sind einige der Hauptmerkmale des Invivo 3150:

- MRT-kompatibel: Der Monitor ist so konzipiert, dass er in der Nähe von MRT-Geräten verwendet werden kann, ohne die Bildqualität oder die Funktionalität des MRT-Scanners zu beeinträchtigen.

- Vielseitige Überwachungsparameter: Der Invivo 3150 kann verschiedene Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz überwachen, um die Sicherheit des Patienten während des Verfahrens zu gewährleisten.

- Benutzerfreundliche Schnittstelle: Das Gerät verfügt über ein intuitives Display und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die es dem medizinischen Personal erleichtert, die Vitalzeichen des Patienten in Echtzeit zu überwachen.

- Zubehör: Der Monitor wird oft mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert, wie z.B. Sensoren, Kabeln und Halterungen, die für die ordnungsgemäße Funktion und die Anpassung an unterschiedliche Patientenbedürfnisse erforderlich sind.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

