



IONENAUSTAUSCHER AUS EDELSTAHL (V4A) / WASSERAUFBEREITUNG 13,5L / 10 BAR

SKU: P092012

zzgl. Versandkosten

gepflegt Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: <u>Laborequipment</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Edelstahl-Ionenaustauscher (V4A) druckfest bis 10 bar.

Typ. SG 2000 SK Prüfdruck. 15 Bar Max. Druck . 10 Bar Inhalt. 13,5 L Leistung 450 I / h

Ø 240 mm Höhe 405 mm

Gewicht 16 kg

Mwst. wird gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

