



[IP 120 IMPULSFIXATOR VON SCHEU DENTAL](#)

SKU: Q072013

430,00 €

Das Handliche Gerät zum problemlosen Fixieren aller laborüblichen Metalle und Legierungen untereinander.

Das erstmals in der Zahntechnik angewandte Prinzip des Lichtbogen-Punktschweißens garantiert ein nur punktuelles Aufschmelzen ohne thermische Auswirkung auf die Werkstücke.

Es entstehen bizarre Mikrospitzen, die dem Lot größere Diffusionsflächen in den kapillaren Füllräumen bieten als bei einer üblichen Lötung.

In der Prothetik und Kieferorthopädie einsetzbar
Fixieren aller laborüblichen Metalle und Legierungen

Stufenlose Feineinstellung der Schweißleistung
Vollautomatisches sekundenschnelles Laden nach jedem Schweißimpuls
Absolut wartungsfrei

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Handliche Gerät zum problemlosen Fixieren aller laborüblichen Metalle und Legierungen untereinander.

Das erstmals in der Zahntechnik angewandte Prinzip des Lichtbogen-Punktschweißens garantiert ein nur punktuell Aufschmelzen ohne thermische Auswirkung auf die Werkstücke.

Es entstehen bizarre Mikrospitzen, die dem Lot größere Diffusionsflächen in den kapillaren Füllräumen bieten als bei einer üblichen Lötung.

In der Prothetik und Kieferorthopädie einsetzbar

Fixieren aller laborüblichen Metalle und Legierungen

Stufenlose Feineinstellung der Schweißleistung

Vollautomatisches sekundenschnelles Laden nach jedem Schweißimpuls

Absolut wartungsfrei

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

