



[ITD GERÄTEWAGEN - ROLLBAR FÜR DIE ENDOSKOPIE MIT TRENNTrafo](#)

SKU: FF072024-VER

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein ITD Gerätewagen für die Endoskopie ist ein mobiler, rollbarer Wagen, der speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Solche Wagen sind darauf ausgelegt, medizinische Geräte und Zubehör sicher und effizient zu transportieren und bereitzustellen. Hier sind einige Merkmale und Vorteile eines solchen Geräts:

1. **Mobilität:** Der Wagen ist mit Rollen ausgestattet, die eine einfache Bewegung innerhalb von Kliniken oder Praxen ermöglichen.
2. **Trenntrafo:** Ein Trenntrafo sorgt für die elektrische Sicherheit der Geräte, indem er eine galvanische Trennung zwischen dem Netzstrom und den angeschlossenen Geräten herstellt. Dies ist besonders wichtig in der Endoskopie, wo Patienten während des Eingriffs elektrisch isoliert werden müssen.
3. **Stauraum:** Der Wagen bietet oft mehrere Ablageflächen oder Schubladen zur Aufbewahrung von Endoskopen, Zubehör und anderen notwendigen Instrumenten.
4. **Ergonomisches Design:** Die Höhe und Anordnung der Ablagen sind oft so gestaltet, dass sie eine bequeme Nutzung durch das medizinische Personal ermöglichen.
5. **Sicherheitsmerkmale:** Viele Gerätewagen verfügen über Sicherheitsvorrichtungen wie Bremsen an den Rollen, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
6. **Materialien:** Sie sind häufig aus leicht zu reinigenden Materialien gefertigt, um hygienischen Standards gerecht zu werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

