



JACE K100-2 KNIE BEWEGUNGSSCHIENE – BEWEGUNGSSCHIENE

SKU: AQ122024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die JACE K100-2 Kniebewegungsschiene ist ein medizinisches Gerät, das zur Rehabilitation von Patienten nach Knieoperationen oder Verletzungen eingesetzt wird. Sie ermöglicht eine kontrollierte Bewegung des Knies in einem bestimmten Bewegungsbereich, um die Heilung zu fördern und die Mobilität wiederherzustellen.

Hier sind einige wichtige Punkte zu solchen Geräten:

1. **Einstellbare Bewegungsbereiche:** Die Schiene kann oft so eingestellt werden, dass sie verschiedene Bewegungsgrade (Flexion und Extension) ermöglicht, was wichtig ist, um die Gelenkbeweglichkeit schrittweise zu verbessern.
2. **Komfort:** Viele Modelle sind so gestaltet, dass sie bequem am Bein sitzen und eine gute Polsterung bieten, um Druckstellen zu vermeiden.
3. **Anpassbarkeit:** Die Schiene kann in der Regel an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Bewegungsbereich.
4. **Überwachung:** Einige moderne Modelle verfügen über digitale Anzeigen oder Sensoren, die es ermöglichen, den Fortschritt der Rehabilitation zu überwachen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

