



[JADAK JDK-1799 HANDHELD BARCODE SCANNER](#)

SKU: DC102024-NV

Jadak JDK-1799 Handheld Barcode Scanner ist ein zuverlässiges und ergonomisch gestaltetes Gerät zur präzisen Erfassung von Barcodes in medizinischen Umgebungen. Mit schneller Scanleistung und robuster Bauweise unterstützt es effizient die Inventarverwaltung und Patientendatenverfolgung.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Jadak JDK-1799 Handheld Barcode Scanner** ist ein leistungsstarkes, zuverlässiges Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Laboren und Apotheken entwickelt wurde. Mit seinem ergonomischen Design und der robusten Bauweise eignet sich der Scanner ideal für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen Umgebungen.

Hauptmerkmale:

- **Präzise Barcode-Erfassung:** Der JDK-1799 unterstützt die schnelle und genaue Erkennung von 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich medizinischer Standard-Codes wie Code 128, Data Matrix und QR-Codes.
- **Schnelle Datenübertragung:** Ausgestattet mit modernster Schnittstellentechnologie (USB, Bluetooth optional), ermöglicht der Scanner eine nahtlose Integration in bestehende Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Laborinformationssysteme (LIS).
- **Ergonomisches Design:** Das leichte und handliche Gehäuse sorgt für eine komfortable Handhabung auch bei längeren Scanvorgängen, was die Effizienz im Arbeitsalltag erhöht.
- **Robuste Konstruktion:** Der Scanner ist stoßfest und spritzwassergeschützt (IP54), wodurch er den Anforderungen im klinischen Umfeld standhält und eine hohe Langlebigkeit gewährleistet.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Ein intuitiver Trigger und visuelle sowie akustische Feedbackfunktionen erleichtern



die Bedienung und minimieren Eingabefehler.

- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen (Windows, Android) und Softwarelösungen, was eine breite Einsatzmöglichkeit garantiert.

Technische Spezifikationen:

- Scan-Technologie: Imager
- Unterstützte Barcodetypen: 1D, 2D (z.B. Code 128, QR-Code, Data Matrix)
- Schnittstellen: USB, optional Bluetooth 4.0
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Gehäuse: Stoßfest, IP54 zertifiziert
- Gewicht: ca. 150 g
- Abmessungen: 170 x 70 x 60 mm

Der **Jadak JDK-1799 Handheld Barcode Scanner** bietet eine hervorragende Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerkomfort. Er ist die optimale Lösung, um den Workflow in medizinischen Einrichtungen zu optimieren, Fehler bei der Medikamenten- und Probenkennzeichnung zu minimieren und somit die Patientensicherheit nachhaltig zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

