



**JAEGER / JÄGER FLOWSCREEN PRO**  
**SPIROMETER MIT RESISTANCE-MESSUNG**  
**(ROCC-FUNKTION) AUSGESTATTET**

**SKU: Y012019**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das FlowScreen ist ein Tischspirometer für die Aufzeichnung und Beurteilung der Fluss-Volumen- und Volumen-Zeit-Kurve sowie der entsprechenden Parameter und ermöglicht die Messung der inspiratorischen und expiratorischen Lungenvolumina (VCin, FVC, FEV1, MEF 25, 50, 75, PEF, PIF, ...) einschließlich Vor-/Nachmessung. Der vollständig integrierte Drucker dokumentiert dabei alle Messungen.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03   |
| Tel / Büro     | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax.           | 0049 40 3 61 61 - 257 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

