



[JAEGER MASTER SCREEN BODY CAREFUSION FUFO BODY/DIFF-EASI LUNGENFUNKTIUNSDIAGNOSTIK](#)

SKU: CW072023-NV

``html

Jaeger Master Screen Body CareFusion FuFo Body/Diff-EASI ist ein präzises Diagnosesystem zur umfassenden Lungenfunktionsdiagnostik, das zuverlässige Messungen von Atemvolumina und Diffusionskapazitäten ermöglicht. Es unterstützt Fachärzte bei der frühzeitigen Erkennung und Überwachung pulmonaler Erkrankungen durch benutzerfreundliche Bedienung und genaue Datenanalyse.

...



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Jaeger Master Screen Body CareFusion FuFo Body/Diff-EASI** ist ein hochmodernes Diagnosesystem zur umfassenden Lungenfunktionsdiagnostik. Es wurde speziell entwickelt, um präzise und zuverlässige Messungen der respiratorischen Parameter zu ermöglichen und unterstützt Ärzte dabei, Atemwegserkrankungen frühzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Umfangreiche Messparameter:** Das System ermöglicht die Durchführung von Bodyplethysmographie, Diffusionskapazitätsmessungen (Diff-EASI) sowie Standard-Lungenfunktionsprüfungen wie Spirometrie, Atemwegswiderstand und Volumenmessungen.



- **Innovative Technologie:** Die Kombination aus Bodyplethysmograph und Diffusionsmessung gewährleistet eine ganzheitliche Analyse der Lungenfunktion, inklusive Messung von Totraumvolumen, Residualvolumen und pulmonaler Gasaustauschkapazität.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Software mit grafischer Benutzerführung ermöglicht eine einfache Handhabung und schnelle Durchführung der Untersuchungen.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Präzise Sensorik und modernste Messtechnologien garantieren verlässliche Ergebnisse auch bei anspruchsvollen klinischen Fragestellungen.
- **Individualisierbare Protokolle:** Flexibel anpassbare Untersuchungsprotokolle erlauben die Anpassung an verschiedene Patientengruppen und klinische Anforderungen.
- **Datenmanagement und Integration:** Umfangreiche Export- und Schnittstellenoptionen ermöglichen die nahtlose Integration in klinische Informationssysteme (KIS) und eine effiziente Dokumentation der Patientendaten.

Anwendungsgebiete:

Das Jaeger Master Screen Body CareFusion FuFo Body/Diff-EASI ist ideal geeignet für die Diagnostik und Verlaufskontrolle bei:

- Obstruktiven Lungenerkrankungen wie Asthma bronchiale und COPD
- Restriktiven Lungenerkrankungen
- Interstitiellen Lungenerkrankungen
- Pulmonalen Gasaustauschstörungen
- Präoperativen Funktionsprüfungen
- Forschung und klinische Studien im Bereich der Pneumologie

Fazit: Das Jaeger Master Screen Body CareFusion FuFo Body/Diff-EASI stellt ein leistungsfähiges und vielseitiges System zur Lungenfunktionsdiagnostik dar, das durch seine hohe Präzision, umfassende Messmöglichkeiten und benutzerfreundliche Bedienung überzeugt. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte diagnostische Entscheidungen zu treffen und somit die patientenorientierte Versorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

