



## JÄGER JAEGER - KABINE FÜR MASTER SCREEN BODY LUNGENFUNKTIONSDIAGNOS OHNE RECHNER - WHITOUT SOFTWARE

**SKU:** BS082023-NV

Die **Jäger Jaeger Kabine** ist eine hochwertige Ergänzung für den *Master Screen Body* zur präzisen Lungenfunktionsdiagnostik ohne integrierten Rechner oder Software. Sie bietet eine stabile und ergonomische Umgebung für exakte Messungen im klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Jäger Jaeger Kabine** ist eine speziell entwickelte Komponente für die **Master Screen Body Lungenfunktionsdiagnostik**. Diese Kabine bietet eine präzise und zuverlässige Umgebung zur Durchführung von Körperplethysmographiemessungen, ohne dabei einen integrierten Rechner oder Software zu beinhalten.

Sie eignet sich ideal für Anwender, die bereits über eine separate Auswerte- und Steuerungseinheit verfügen oder eine individuell konfigurierte Softwarelösung bevorzugen. Durch den Verzicht auf integrierte Rechnerhardware bleibt die Kabine besonders kompakt und flexibel einsetzbar.

### Produktmerkmale:

- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für den Einsatz mit dem Master Screen Body System von Jäger.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Robuste und medizinisch zertifizierte Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Hygiene.
- **Optimale Messumgebung:** Die Kabine minimiert externe Störfaktoren und sorgt für genaue und reproduzierbare Messwerte.
- **Ohne Rechner und Software:** Ermöglicht die Integration in bestehende IT-Infrastrukturen oder den Einsatz mit kundenspezifischer Software.



- **Einfache Installation:** Modularer Aufbau erleichtert Montage sowie Wartung und erlaubt eine flexible Positionierung im Untersuchungsraum.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Kabine ist ideal für Lungenfunktionslabore, Krankenhäuser und Forschungsinstitute, die präzise Messungen der Lungenvolumina und -mechanik durchführen möchten. Sie unterstützt die Diagnostik bei pulmonalen Erkrankungen wie Asthma bronchiale, COPD und interstitiellen Lungenerkrankungen.

Mit der **Jäger Jaeger Kabine für Master Screen Body** erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges und funktionales Zubehör, das die Leistungsfähigkeit Ihres Lungenfunktionsdiagnostik-Systems optimal ergänzt – ganz ohne integrierte Rechnerkomponenten oder Software, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

