



[JOHNSON JOHNSON COOLFLOW COOL FLOW IRRIGATION PUMP](#)

SKU: LB052022

Johnson & Johnson CoolFlow Irrigation Pump ist eine hochpräzise Spülpumpe, die eine kontinuierliche und kontrollierte Flüssigkeitszufuhr während chirurgischer Eingriffe gewährleistet. Das Gerät optimiert die Sichtverhältnisse im Operationsfeld und unterstützt so die Sicherheit und Effizienz im OP.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Johnson & Johnson CoolFlow Irrigation Pump** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die effiziente und präzise Spülung während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Diese Pumpe gewährleistet eine kontinuierliche, kontrollierte Flüssigkeitszufuhr, die für optimale Sichtverhältnisse und eine verbesserte Operationssicherheit sorgt.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Steuerung:** Die CoolFlow Pumpe ermöglicht eine exakte Regulierung des Spülvolumens und -drucks, wodurch Gewebeschäden durch Überdruck vermieden werden.
- **Kontinuierlicher Flüssigkeitsfluss:** Für eine gleichmäßige Spülung während des gesamten Eingriffs, um Blut und Gewebereste effektiv zu entfernen.
- **Kompaktes und ergonomisches Design:** Das benutzerfreundliche Interface und die kompakte Bauweise erleichtern den Einsatz im OP und integrieren sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe.
- **Kompatibilität:** Die Pumpe ist kompatibel mit verschiedenen Spülsystemen und Instrumenten, was eine flexible Anwendung in unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen ermöglicht.
- **Sicherheitsfunktionen:** Eingebaute Alarmer und automatische Abschaltmechanismen gewährleisten einen



sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von Fehlfunktionen.

Anwendungsbereiche:

- Orthopädische Eingriffe
- Gynäkologische und urologische Chirurgie
- Endoskopische Verfahren
- Allgemeinchirurgische Operationen, bei denen eine kontrollierte Spülung erforderlich ist

Technische Daten:

- Flüssigkeitsfördermenge: individuell einstellbar
- Spülungsdruck: regelbar für schonende Anwendung
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Sicherheitszertifizierung
- Maße: kompakt und transportabel

Die Johnson & Johnson CoolFlow Irrigation Pump unterstützt Chirurgen dabei, präzise und sichere Operationen durchzuführen. Durch ihre zuverlässige Leistung und einfache Handhabung trägt sie entscheidend zur Optimierung des chirurgischen Workflows und zum Schutz der Patienten bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

