



# KALTLICHTQUELLE, LICHTPROJEKTOR WOLF 4015 MIT LICHTLEITER

**SKU:** BB112015

238,00 €

zzgl. Versandkosten

WOLF 4015 Lichtprojektor, Halogen mit Reservelampe, Lichtintensität regelbar, guter Zustand 115V / 220V; 200 Watt

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: <u>Lichtquellen & Zubehör</u>

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

WOLF 4015 Lichtprojektor, Halogen mit Reservelampe, Lichtintensität regelbar, guter Zustand 115V / 220V; 200 Watt



## Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



#### **GALLERIE**





