



# KANMED BW-50-002 - WÄRMEMATTE - MATTE

**SKU:** AG102025

zzgl. Versandkosten



Categories: Patientenversorgung

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **kanmed BW-50-002 Wärmematte** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Gerät, das zur gezielten Wärmeapplikation in verschiedenen klinischen und therapeutischen Anwendungen eingesetzt wird. Diese Matte bietet eine zuverlässige und gleichmäßige Wärmeverteilung, die zur Unterstützung der Patientenkomforts und zur Förderung der Heilungsprozesse beiträgt.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Präzise Temperaturregelung:** Die Wärmematte ermöglicht eine exakte Einstellung der Temperatur, um individuelle Therapieanforderungen optimal zu erfüllen und Überhitzung zu vermeiden.
- **Hochwertiges Material:** Die Matte besteht aus biokompatiblen, hautfreundlichen und leicht zu reinigenden Materialien, die den hygienischen Standards in medizinischen Einrichtungen entsprechen.
- **Gleichmäßige Wärmeverteilung:** Durch die innovative Konstruktion wird die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fläche abgegeben, was für eine effektive und angenehme Behandlung sorgt.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Die kanmed BW-50-002 Wärmematte eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen wie Physiotherapie, Schmerztherapie, postoperativer Pflege und bei Muskelverspannungen.
- Einfache Handhabung: Dank des ergonomischen Designs und der benutzerfreundlichen Steuerung ist die



Matte leicht zu bedienen und in den Therapiealltag integrierbar.

# **Anwendungsgebiete:**

- Unterstützung der Durchblutung und des Stoffwechsels
- Schmerzlinderung bei muskulären Verspannungen und Gelenkbeschwerden
- Förderung der Wundheilung durch gezielte Wärmebehandlung
- Verbesserung des Patientenkomforts während medizinischer Untersuchungen und Therapien

Die kanmed BW-50-002 Wärmematte erfüllt sämtliche medizinischen Sicherheitsnormen und ist damit eine vertrauenswürdige Lösung für den professionellen Einsatz. Durch ihre robuste Bauweise und die einfache Reinigung ist sie optimal für den dauerhaften Gebrauch in Kliniken, Praxen und Therapiezentren geeignet.

### **Technische Daten:**

- Material: Hautfreundliches, strapazierfähiges Kunststoffgewebe
- Temperaturbereich: individuell regelbar bis ca. 45 °C
- Abmessungen: geeignet für verschiedene Körperpartien
- Stromversorgung: sicherheitsgeprüftes Netzteil mit Überhitzungsschutz
- Gewicht: leicht und transportabel

Mit der kanmed BW-50-002 Wärmematte bieten Sie Patienten eine effektive, sichere und komfortable Wärmebehandlung, die zur Verbesserung des therapeutischen Erfolgs maßgeblich beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



# **GALLERIE**







