



KARL BAISCH MEDI SELECT 2 GYNÄKOLOGISCHER STUHL

SKU: AJ012024

~~1.499,00 €~~ **999,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Karl Baisch Medi Select 2 Gynäkologische Stuhl** ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Untersuchungsmöbel, das speziell für den Einsatz in der Gynäkologie entwickelt wurde. Er bietet eine optimale Kombination aus Komfort, Funktionalität und einfacher Handhabung, um sowohl Patientinnen als auch medizinischem Fachpersonal eine angenehme und effiziente Untersuchung zu ermöglichen.

Design und Ergonomie:

Der Stuhl verfügt über eine stabile, robuste Konstruktion mit einer hochwertigen Polsterung, die für eine angenehme Sitz- und Liegeposition sorgt. Die Sitzfläche sowie die Rückenlehne sind anatomisch geformt, um die Patientin komfortabel zu lagern und gleichzeitig eine optimale Untersuchungsposition zu gewährleisten. Die verstellbaren Beinhalter unterstützen eine sichere und entspannte Positionierung der Beine während der gynäkologischen Untersuchung.

Funktionalität:

- **Höhenverstellung:** Die elektrische oder hydraulische Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an die Arbeitshöhe des Untersuchers und erleichtert das Ein- und Aussteigen für die Patientin.
- **Rückenlehnenverstellung:** Individuell verstellbare Rückenlehne für unterschiedliche Untersuchungspositionen, von sitzend bis liegend.

- **Beinhalter:** Komfortable und ergonomisch geformte Beinhalter mit einfacher Verstellbarkeit bieten sicheren Halt und optimale Zugänglichkeit.
- **Armlehnen:** Optional erhältliche Armlehnen erhöhen den Komfort und unterstützen die Patientin zusätzlich.

Materialien und Hygiene:

Der Stuhl ist mit einem hochwertigen, pflegeleichten Kunstleder bezogen, das beständig gegen Desinfektionsmittel und leicht zu reinigen ist. Die Oberflächen sind glatt und fugenlos gestaltet, um die Hygiene im klinischen Umfeld sicherzustellen und eine einfache Desinfektion zu ermöglichen.

Anwendungsbereiche:

Der Karl Baisch Medi Select 2 ist ideal geeignet für gynäkologische Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, kleinere Eingriffe sowie für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken und ambulanten Einrichtungen.

Technische Daten (variabel je nach Modell):

- Höhenverstellbarkeit: ca. 50–90 cm
- Maximale Belastbarkeit: bis zu 150 kg
- Elektrische oder hydraulische Bedienung
- Abmessungen Sitzfläche: ca. 50 x 50 cm

Mit dem **Karl Baisch Medi Select 2 Gynäkologischen Stuhl** investieren Sie in ein langlebiges, komfortables und funktionales Untersuchungsmöbel, das die Qualität Ihrer gynäkologischen Untersuchungen deutlich verbessert. Die durchdachte Konstruktion unterstützt eine professionelle Arbeitsweise und sorgt für das Wohlbefinden Ihrer Patientinnen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.





GALLERIE

