



KARL STORZ 10371 L35 ZANGE FÜR ÖSOPHAGOSKOPIE CIRCULAR BIOPSY CUP FORCEPS

SKU: CH072024-K

~~212,00 €~~ **117,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Chirurgie Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die KARL STORZ 10371 L35 Zange ist ein medizinisches Instrument, das speziell für die Ösophagoskopie entwickelt wurde. Diese Zange wird häufig verwendet, um Gewebeproben aus der Speiseröhre zu entnehmen, was für diagnostische Zwecke wie die Untersuchung auf Tumore oder andere pathologische Veränderungen wichtig ist.

Hier sind einige Merkmale und Anwendungen der Circular Biopsy Cup Forceps:

1. **Design:** Die Zange hat eine spezielle Form, die es ermöglicht, eine kreisförmige Gewebeprobe zu entnehmen. Dies ist besonders nützlich, um ausreichend Gewebe für eine histopathologische Analyse zu gewinnen.
2. **Verwendung:** Sie wird in der Regel während einer endoskopischen Untersuchung eingesetzt, bei der ein Endoskop in die Speiseröhre eingeführt wird. Der Arzt kann dann die Zange durch das Endoskop führen, um gezielt Proben zu entnehmen.
3. **Materialien:** Die Zange besteht aus hochwertigen Materialien, die für den medizinischen Einsatz geeignet sind und eine einfache Sterilisation ermöglichen.
4. **Anwendung:** Neben der Entnahme von Biopsien kann sie auch zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden, indem sie beispielsweise Läsionen entfernt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

