



## [KARL STORZ 10905 STANDARD TELESCOPE WARMER](#)

SKU: -----NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Karl Storz 10905 Standard Telescope Warmer** gewährleistet eine zuverlässige Erwärmung von Endoskopen, um Kondensation während medizinischer Eingriffe zu verhindern. Das kompakte und benutzerfreundliche Gerät ermöglicht eine optimale Handhabung und trägt zur Verbesserung der Bildqualität bei.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 10905 Standard Telescope Warmer** ist ein speziell entwickeltes Gerät zur sicheren und effizienten Erwärmung von Endoskopen und Teleskopen vor medizinischen Eingriffen. Es gewährleistet eine optimale Temperaturkontrolle, um Beschlagen der Optiken zu verhindern und somit eine klare Sicht während der endoskopischen Untersuchung sicherzustellen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Der Telescope Warmer hält die Instrumente konstant auf einer optimalen Temperatur, um Kondensation zu vermeiden.
- **Schnelle Erwärmung:** Das Gerät ermöglicht ein zügiges Aufheizen der optischen Instrumente, wodurch die Vorbereitungszeit vor der Untersuchung verkürzt wird.
- **Schonender Umgang mit empfindlichen Instrumenten:** Die Erwärmung erfolgt gleichmäßig und schonend, um Beschädigungen an den hochwertigen Endoskopen zu verhindern.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung und übersichtliches Design ermöglichen eine unkomplizierte



Handhabung im klinischen Alltag.

- **Kompaktes und robustes Design:** Das Gerät ist platzsparend und für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Umgebungen geeignet.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Karl Storz 10905 Standard Telescope Warmer wird insbesondere in der Endoskopie eingesetzt, um:

- Beschlagen während laparoskopischer, thorakoskopischer oder anderer minimal-invasiver Eingriffe zu verhindern
- die Bildqualität durch klare Sichtverhältnisse zu verbessern
- den Workflow im OP durch verkürzte Vorbereitungszeiten zu optimieren

### **Technische Details:**

- Spannung: Standardversorgung (bitte spezifische Gerätespezifikationen beachten)
- Materialien: Hochwertige, medizinisch kompatible Materialien für Langlebigkeit und Hygiene
- Kompatibilität: Geeignet für eine Vielzahl von Karl Storz Endoskopen und Teleskopen

Durch den Einsatz des **Karl Storz 10905 Standard Telescope Warmer** wird die Effizienz in der Vorbereitung von endoskopischen Instrumenten deutlich erhöht, während gleichzeitig die Sicherheit und Qualität der Untersuchungen verbessert werden. Dieses Gerät stellt somit eine unverzichtbare Ergänzung im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

