




[KARL STORZ 11278A1 // 11278 A1](#) [URETEROSCOPE 0 DOTS](#)

SKU: D122022

6.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das KARL STORZ Ureteroskop 11278A1 ist ein hochauflösendes Endoskop zur minimalinvasiven Untersuchung und Behandlung der Harnleiter. Mit seiner präzisen Optik und robusten Bauweise ermöglicht es eine exzellente Sicht und optimale Handhabung während urologischer Eingriffe.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KARL STORZ 11278A1 Ureteroskop 0 Dots** ist ein hochpräzises medizinisches Instrument, das speziell für die endoskopische Untersuchung und Behandlung der Harnleiter entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine herausragende Qualität und innovative Technik aus, die eine exzellente Bildgebung und optimale Handhabung im klinischen Alltag gewährleisten.

Produktmerkmale:

- **Optische Qualität:** Das Ureteroskop bietet eine hochauflösende Optik mit klarer Bilddarstellung, die eine präzise Diagnostik und zielgerichtete Therapie ermöglicht.
- **Design:** Das Modell 11278A1 ist mit einer 0-Dots-Markierung ausgestattet, die eine einfache Orientierung und exakte Platzierung während endoskopischer Eingriffe unterstützt.
- **Material:** Gefertigt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, bietet das Ureteroskop eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Sterilisationsprozesse.
- **Handhabung:** Das ergonomische Design sorgt für eine komfortable Handhabung, wodurch die Bedienung



auch bei längeren Eingriffen erleichtert wird.

- **Flexibilität:** Das Instrument ist für den Einsatz in verschiedenen urologischen Verfahren geeignet, einschließlich Diagnostik, Biopsien und Steinentfernungen.

Anwendungsbereiche:

Das KARL STORZ Ureteroskop 11278A1 wird hauptsächlich in der Urologie verwendet, um Harnleiter und Nierenbecken minimalinvasiv zu untersuchen. Es unterstützt die Erkennung von Erkrankungen wie Steinen, Tumoren oder Entzündungen und ermöglicht therapeutische Maßnahmen wie Steinextraktion oder Gewebeentnahmen.

Vorteile auf einen Blick:

- Klare und scharfe Bildgebung für präzise Diagnosen
- Robustes und langlebiges Design für häufigen Einsatz
- Ergonomische Bauweise für optimale Handhabung
- Vielseitig einsetzbar in diagnostischen und therapeutischen Verfahren
- Kompatibel mit gängigen Urologie-Endoskopie-Systemen von KARL STORZ

Das KARL STORZ 11278A1 Ureteroskop 0 Dots ist somit ein unverzichtbares Instrument für moderne urologische Praxen und Kliniken, die Wert auf Qualität, Präzision und zuverlässige Funktionalität legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

