



## [KARL STORZ 11301 BN1 BRONCHOSKOP](#)

SKU: FQ102024

~~1.999,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Das Karl Storz 11301 BN1 Bronchoskop** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument zur endoskopischen Untersuchung der Atemwege, das durch seine präzise Optik und robuste Bauweise eine exzellente Bildqualität und zuverlässige Handhabung gewährleistet. Es eignet sich ideal für diagnostische und therapeutische Eingriffe in der Bronchoskopie.



---

Categories: [Bronchoskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 11301 BN1 Bronchoskop** ist ein hochwertiges, flexibles Endoskop, das speziell für die Durchführung diagnostischer und therapeutischer Bronchoskopien entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und sichere Untersuchung der Atemwege, einschließlich der Haupt- und Nebenbronchien, und unterstützt somit die frühzeitige Erkennung und Behandlung von pulmonalen Erkrankungen.

### Produktmerkmale und technische Details:

- **Flexibles Design:** Das Bronchoskop ist mit einem flexiblen Schaft ausgestattet, der eine optimale Manövrierbarkeit auch in engen und verzweigten Bronchialstrukturen gewährleistet.
- **Optische Qualität:** Hochauflösende Optik mit exzellenter Lichttransmission sorgt für eine brillante Bilddarstellung und ermöglicht eine detaillierte Sicht auf die Atemwegsschleimhaut.
- **Arbeitskanal:** Der integrierte Arbeitskanal erlaubt das Einführen von diagnostischen und therapeutischen Instrumenten wie Biopsiezangen, Bürsten oder Saugkathetern.



- **Sterilisierbarkeit:** Das Bronchoskop ist für eine schonende und dennoch effektive Aufbereitung konzipiert, kompatibel mit gängigen Desinfektions- und Sterilisationsverfahren.
- **Ergonomische Handhabung:** Der Handgriff bietet eine komfortable und sichere Kontrolle während der Untersuchung, unterstützt durch intuitive Steuerungselemente.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnostische Bronchoskopie zur visuellen Beurteilung der Atemwege
- Entnahme von Gewebeprobe(n) (Biopsie) und Sekretproben
- Therapeutische Maßnahmen wie Fremdkörperentfernung oder Sekretabsaugung
- Kontrolle und Verlaufskontrolle bei chronisch-entzündlichen oder neoplastischen Erkrankungen

Das Karl Storz 11301 BN1 Bronchoskop ist ein unverzichtbares Instrument für Pneumologen, Thoraxchirurgen und andere Fachärzte im Bereich der Atemwegserkrankungen. Durch seine präzise Verarbeitung und den hohen Qualitätsstandard von Karl Storz unterstützt es eine sichere, effiziente und patientenschonende Diagnostik und Therapie.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

