



[KARL STORZ 11302BD2 FLEXIBLES GLASFASER INTUBATION](#)

SKU: GQ102024-NV



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz 11302BD2 ist ein flexibles Glasfaser-Intubationsendoskop, das in der Anästhesie und Notfallmedizin verwendet wird. Es ermöglicht Ärzten, die Atemwege von Patienten sicher zu intubieren, insbesondere in schwierigen Situationen oder bei Patienten mit anatomischen Besonderheiten.

Einige Merkmale des Produkts könnten Folgendes umfassen:

1. **Flexibles Design:** Das Endoskop ist flexibel, was es einfacher macht, durch enge oder kurvenreiche Atemwege zu navigieren.
2. **Glasfasertechnologie:** Die Verwendung von Glasfaser ermöglicht eine klare Sicht auf die Atemwege und verbessert die Lichtübertragung.
3. **Kompatibilität:** Es kann mit verschiedenen Intubationshilfen und -geräten verwendet werden.
4. **Anwendung:** Häufig in der Anästhesie, Notfallmedizin und bei schwierigen Intubationen eingesetzt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

