



[KARL STORZ 201315 20 - 20131520 HALOGEN 250 TWIN](#)

SKU: DT022026

Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin ist eine hochleistungsfähige Halogenlichtquelle, die eine gleichmäßige und helle Beleuchtung für endoskopische Anwendungen gewährleistet. Sie überzeugt durch ihre langlebige Konstruktion und sorgt für optimale Sichtverhältnisse im chirurgischen Umfeld.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin** ist eine hochwertige Beleuchtungseinheit, die speziell für den Einsatz in der endoskopischen Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen entwickelt wurde. Diese Halogen-Lichtquelle bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Beleuchtung, die für eine optimale Sichtbarkeit im Operationsfeld sorgt.

Produktmerkmale:

- **Leistungsstarke Halogenlichtquelle:** Mit einer Leistung von 250 Watt gewährleistet das Gerät eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die für präzise Diagnostik und chirurgische Eingriffe unerlässlich ist.
- **Twin-Lampensystem:** Die doppelte Lampenbestückung sorgt für erhöhte Betriebssicherheit. Im Falle eines Lampenausfalls kann sofort auf die zweite Lampe umgeschaltet werden, wodurch Unterbrechungen im Arbeitsablauf vermieden werden.
- **Hohe Farbtemperatur:** Die Lichtquelle erzeugt ein neutralweißes Licht, das eine natürliche Farbwiedergabe ermöglicht und somit die Beurteilung von Gewebe- und Organstrukturen erleichtert.
- **Effiziente Wärmeableitung:** Das Gerät ist so konstruiert, dass eine effektive Kühlung gewährleistet ist, wodurch eine lange Lebensdauer der Lampen und eine konstante Lichtleistung sichergestellt werden.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienelemente und ein robustes Design ermöglichen einen unkomplizierten



Einsatz im klinischen Alltag.

Anwendungsgebiete:

- Endoskopische und minimalinvasive Chirurgie
- Gynäkologie, Urologie und HNO
- Diagnostische Untersuchungen mit optischen Instrumenten
- Allgemeine medizinische und chirurgische Beleuchtungsanforderungen

Das Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin ist ein verlässlicher Partner für medizinische Fachkräfte, die auf eine konstante und qualitativ hochwertige Beleuchtung angewiesen sind. Durch seine robuste Bauweise und die innovative Twin-Lampentechnologie trägt es maßgeblich zur Sicherheit und Effizienz im Operationssaal bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

