



**KARL STORZ 202120 20 - 20212020 -  
TELECAM SL PAL 202120 20 VIDEO  
PROSSCOR**

**SKU:** DJ022025 - EL062025

**559,00 € ~~468,00 €~~**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Karl Storz 202120 20 Telecam SL pal Video Prozessor** bietet eine hochauflösende Bildverarbeitung für endoskopische Anwendungen und gewährleistet eine präzise Visualisierung bei minimalinvasiven Eingriffen. Das kompakte Gerät überzeugt durch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und zuverlässige Performance im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Karl Storz 202120 20 Telecam SL pal Video Prozessor** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Dieses Videoverarbeitungssystem bietet eine exzellente Bildqualität und zuverlässige Performance, um Chirurgen und medizinisches Fachpersonal bei minimalinvasiven Eingriffen optimal zu unterstützen.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildverarbeitung:** Der Telecam SL pal gewährleistet eine brillante und detailreiche Darstellung, die eine präzise Diagnostik und Therapie ermöglicht.
- **Modulares Design:** Das kompakte und modulare Gehäuse erlaubt eine flexible Integration in bestehende



Endoskopie-Systeme und erleichtert die Aufstellung im OP.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Bedienelemente und übersichtliche Menüs sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Handhabung während des Eingriffs.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der Video Prozessor unterstützt verschiedene Endoskopkameras und Monitore und ist kompatibel mit einer breiten Palette von Karl Storz Instrumenten.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Die robuste Bauweise und hochwertige Komponenten gewährleisten einen dauerhaften Einsatz unter anspruchsvollen klinischen Bedingungen.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Karl Storz Telecam SL pal Video Prozessor eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen endoskopischen Disziplinen, darunter:

- Gastroenterologie
- Urologie
- HNO-Heilkunde
- Gynäkologie
- Orthopädie

### **Technische Details:**

- Typ: Video Prozessor für Endoskopiekameras
- Modellnummer: 202120 20 (auch bekannt als 20212020)
- Kompatibilität: Karl Storz Telecam SL pal Kamerasysteme
- Bildverarbeitung: Hochauflösend, optimiert für klare und kontrastreiche Bilder
- Anschlüsse: Mehrere Videoausgänge zur Integration in OP-Medienzentren
- Bedienung: Benutzerfreundliche Schnittstellen mit Schnellzugriff auf wichtige Funktionen

Mit dem **Karl Storz 202120 20 Telecam SL pal Video Prozessor** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Gerät, das die Visualisierung bei endoskopischen Eingriffen entscheidend verbessert und somit zur Optimierung der Patientenversorgung beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

