



[KARL STORZ 203303 20 ENDOMAT LC](#)

SKU: CA082022

1.190,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz 203303 20 Endomat LC ist ein Gerät, das in der minimalinvasiven Chirurgie verwendet wird, insbesondere in der Laparoskopie. Der Endomat LC dient zur automatischen Insufflation von Gas in die Körperhöhlen während chirurgischer Eingriffe, was eine bessere Sicht und Zugang für den Chirurgen ermöglicht.

Hier sind einige allgemeine Merkmale des Endomat LC:

- Automatische Insufflation: Das Gerät ermöglicht eine präzise Kontrolle des Insufflationsdrucks und -volumens.
- Einfache Bedienung: Es ist benutzerfreundlich gestaltet, um eine effiziente Handhabung während des Eingriffs zu gewährleisten.
- Kompatibilität: Der Endomat LC ist in der Regel mit verschiedenen Laparoskopie-Instrumenten und -Zubehörteilen kompatibel.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

