



**KARL STORZ 26046BA 5MM X 29CM 30°  
LAPAROSCOPE - LAPARASKOP**

**SKU:** CI062024-NV



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Karl Storz 26046BA ist ein Laparoskop mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von 29 cm, das einen 30-Grad-Winkel hat. Dieses Instrument wird häufig in der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt, um eine verbesserte Sicht auf die inneren Organe während chirurgischer Eingriffe zu ermöglichen.

Die 30-Grad-Neigung des Laparoscops ermöglicht es Chirurgen, einen besseren Blickwinkel auf das Operationsfeld zu erhalten, was besonders bei komplexen Eingriffen von Vorteil ist. Das Laparoskop ist in der Regel mit einer Kamera verbunden, die Bilder an einen Monitor überträgt, sodass das Operationsteam die Prozedur in Echtzeit verfolgen kann.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

