



[KARL STORZ 27050BK //270405D //27049BM](#) [OP SET](#)

SKU: DT072021

Das Karl Storz Op-Set 27050BK //270405D //27049BM bietet hochwertige, präzisionsgefertigte Instrumente für eine optimale chirurgische Anwendung. Entwickelt für Langlebigkeit und exakte Handhabung, unterstützt es Chirurgen bei anspruchsvollen Eingriffen mit höchster Zuverlässigkeit.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz Op-Set bestehend aus den Modellen 27050BK, 270405D und 27049BM** stellt eine hochwertige Kombination von chirurgischen Instrumenten dar, die speziell für minimalinvasive Eingriffe konzipiert wurden. Diese Instrumente zeichnen sich durch erstklassige Verarbeitung, präzise Funktionalität und Langlebigkeit aus, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen Operationssälen macht.

Produktdetails:

- **Modell 27050BK:** Ein flexibles Instrument, das durch seine ergonomische Bauweise optimalen Halt und exakte Steuerung während der Operation ermöglicht. Es ist aus rostfreiem, medizinischem Edelstahl gefertigt und gewährleistet höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards.
- **Modell 270405D:** Dieses Instrument bietet eine präzise Greiffunktion und eignet sich ideal für die Manipulation von Gewebe und feinsten chirurgischen Arbeiten. Die robuste Konstruktion und die feine Mechanik garantieren eine zuverlässige Leistung auch bei anspruchsvollen Eingriffen.
- **Modell 27049BM:** Entwickelt für vielseitige Anwendungen, besticht dieses Instrument durch seine Vielseitigkeit und einfache Handhabung. Es unterstützt den Chirurgen bei verschiedenen Operationsschritten und trägt so zu einem reibungslosen Ablauf bei.



Besondere Merkmale:

- Hergestellt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- Optimale Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- Präzise und feinmechanische Verarbeitung für höchste Genauigkeit
- Leicht zu reinigen und sterilisieren, kompatibel mit allen gängigen Sterilisationsverfahren
- Langlebigkeit und Robustheit für den professionellen Dauereinsatz

Das Karl Storz OP-Set 27050BK // 270405D // 27049BM ist somit ideal für Chirurgen, die auf der Suche nach zuverlässigen, präzisen und langlebigen Instrumenten für minimalinvasive Operationen sind. Es unterstützt einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf und trägt maßgeblich zum Behandlungserfolg bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

