



KARL STORZ 30103 S THREADED REUSABLE SLEEVE FOR 11MM TROCARS

SKU: BW052024-K

~~199,00 €~~ **70,20 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz 30103 S ist ein wiederverwendbarer, gewindeloser Sleeve, der für 11 mm Trokar verwendet wird. Diese Art von Sleeve wird häufig in der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt, insbesondere in der Laparoskopie. Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Produkt:

1. **Material:** Der Sleeve besteht in der Regel aus einem robusten, sterilisierbaren Material, das für den wiederholten Einsatz geeignet ist.
2. **Funktion:** Der Sleeve dient dazu, den Trokar während des chirurgischen Eingriffs zu schützen und gleichzeitig eine sichere Einführung in die Körperhöhle zu gewährleisten. Er hilft auch dabei, das Risiko von Verletzungen an den umgebenden Geweben zu minimieren.
3. **Kompatibilität:** Der 30103 S Sleeve ist speziell für die Verwendung mit 11 mm Trokaren konzipiert, was ihn ideal für verschiedene laparoskopische Verfahren macht.
4. **Wiederverwendbarkeit:** Da es sich um einen wiederverwendbaren Sleeve handelt, kann er nach entsprechender Reinigung und Sterilisation mehrfach verwendet werden, was sowohl ökonomisch als auch umweltfreundlich ist.
5. **Anwendung:** Bei der Verwendung sollte darauf geachtet werden, dass der Sleeve korrekt am Trokar befestigt ist und alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

