



## KARL STORZ 485 B LICHTQUELLE COLD LIGHT FOUNTAIN INKL LICHTLEITER

**SKU: J012014**

**153,51 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

5-Stufen-Intensitätsschalter  
2 x 176 Watt Halogen - neue Lampen  
umschaltbar  
mit Netzkabel  
Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

5-Stufen-Intensitätsschalter  
2 x 176 Watt Halogen - neue Lampen  
umschaltbar  
mit Netzkabel

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

5 kg



## GALLERIE

