



## [KARL STORZ ARTHROPUMP POWER 283407 20 - 283407020 ARTHOPUMPE](#)

**SKU:** DS122025 - DU122025

**KARL STORZ Arthropump Power 283407 20** ist eine leistungsstarke Arthropumpe, die präzise und zuverlässige Fluidzufuhr bei arthroskopischen Eingriffen gewährleistet. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle während der Operation.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **KARL STORZ arthropump power 283407 20** ist eine hochmoderne Arthropumpe, die speziell für die Anwendung in der minimal-invasiven Gelenkchirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine präzise und zuverlässige Flüssigkeitszufuhr und -druckkontrolle, um optimale Sichtverhältnisse und sichere Arbeitsbedingungen während arthroskopischer Eingriffe zu gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Regelbare Druck- und Durchflusskontrolle:** Die Arthropumpe ermöglicht eine präzise Einstellung von Druck und Volumenstrom, sodass der Operateur die optimale Spülung an die jeweilige Situation anpassen kann.
- **Konstantdrucksystem:** Sorgt für eine gleichbleibende Gelenkspülung, verhindert Gewebeschwellungen und minimiert das Risiko von Komplikationen.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld erlaubt eine einfache und schnelle Einstellung der Parameter, unterstützt durch klare Anzeigen und akustische Signale.
- **Robustes Design:** Die hochwertige Verarbeitung und die Verwendung langlebiger Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.
- **Kompatibilität:** Die Arthropumpe ist kompatibel mit einer Vielzahl von sterilen Spülbehältern und Zubehörteilen von KARL STORZ, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen ermöglicht.



- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen überwachen kontinuierlich den Druck und den Flüssigkeitsstand, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

#### **Anwendungsbereiche:**

Die KARL STORZ arthropump power 283407 20 ist ideal geeignet für arthroskopische Eingriffe an Knie-, Schulter-, Ellenbogen-, Hand- und Sprunggelenken. Durch die präzise Steuerung der Spülflüssigkeit trägt sie maßgeblich zu einer verbesserten Sicht und damit zu einer erfolgreichen Operation bei.

#### **Technische Daten (Auszug):**

- Maximaler Spüldruck: individuell einstellbar
- Maximaler Durchfluss: variabel, je nach Einstellung
- Stromversorgung: standardmäßige Netzanschlüsse
- Abmessungen und Gewicht: kompakt und mobil für den OP-Bereich

Zusammenfassend ist die **KARL STORZ arthropump power 283407 20** eine zuverlässige, präzise und benutzerfreundliche Lösung für die arthroskopische Flüssigkeitszufuhr, die den hohen Anforderungen moderner Gelenkchirurgie gerecht wird.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

