



[KARL STORZ ENDOMAT LC 203303 20](#)

SKU: CX102024

~~1.599,00 €~~ **1.405,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz Endomat LC 203303 20 ist ein medizinisches Gerät, das in der Endoskopie verwendet wird. Es handelt sich um eine spezielle Art von Endomaten, die zur automatischen Steuerung von Flüssigkeitszufuhr und -abfuhr während endoskopischer Eingriffe dient. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät:

1. **Funktion:** Der Endomat ermöglicht die präzise Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr (z.B. Kochsalzlösung oder andere Spülmittel) während endoskopischer Verfahren. Dies ist besonders wichtig, um das Sichtfeld während der Untersuchung oder des Eingriffs klar zu halten.
2. **Anwendung:** Der Endomat wird häufig in verschiedenen Bereichen der Medizin eingesetzt, darunter Urologie, Gynäkologie und Gastroenterologie. Er kann bei Verfahren wie Zystoskopien, Hysteroskopien und anderen endoskopischen Untersuchungen verwendet werden.
3. **Einstellbare Parameter:** Das Gerät ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Parameter wie Druck, Flussrate und Volumen einzustellen, um den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Eingriffs gerecht zu werden.
4. **Sicherheit:** Der Endomat ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überdruck oder andere Komplikationen während des Verfahrens zu vermeiden.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienoberfläche ist in der Regel intuitiv gestaltet, was eine einfache Handhabung während des Eingriffs ermöglicht.
6. **Integration:** Der Endomat kann oft in bestehende endoskopische Systeme integriert werden und arbeitet nahtlos mit anderen Geräten zusammen.
7. **Wartung und Support:** Karl Storz bietet in der Regel umfassenden technischen Support und Wartungsdienste für ihre Geräte an, um sicherzustellen, dass sie effizient betrieben werden können.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

